



Diamantpolierer 9714

Packung 2 Stück grün mittel, RA, Figur 030, 7,5 mm, ISO 060



Artikelnr.: 87150
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 70 mm
Länge: 72 mm

€ 25,52

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer grün mittel, RA, Figur 030, Kopflänge: 7,5 mm, ISO 060

3-Stufen System. Diamantpolierer.

- blau - Vorpolutur, grün - Politur, grau - Hochglanzpolitur
- Füllungsbearbeitung, weiche Komposite
- Drehzahl empf. 5.000 - 8.000 U/min., max. 20.000 U7min.