



## Schubladen-Einsätze

Stück Typ 267 tief



Artikelnr.: 87548  
Hersteller: SPEIKO  
Gewicht: 0.64 kg  
Höhe: 82 mm  
Breite: 312 mm  
Länge: 415 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Einsatz Typ 267 tief

- Aus einem Guss hergestellt
- Zeitlos-klassische Farbe hellgrau
- Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff für eine besonders lange Lebensdauer
- Für eine übersichtliche Organisation
  
- Maße flache Schubladeneinsätze: 41 x 30,9 x 2,5 cm (BxTxH) Toleranz +/- 2mm
- Maße tiefe Schubladeneinsätze: 41 x 30,9 x 8,0 cm (BxTxH) Toleranz +/- 2mm