



XIOS Sensorhalter

Packung 100 Stück gelb



Artikelnr.: 87758
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.21 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 135 mm
Länge: 285 mm

€ 35,05

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Sensorhalter gelb

Die Paralleltechnik ist heute der Standard in der intraoralen Röntgendiagnostik. Sie erfordert Halter, die den Sensor genau im rechten Winkel zum Zentralstrahl und damit parallel zur Zahnachse ausrichten. Ideal ist außerdem ein Sensorhalter, der die Abmessungen der Sensoren nicht vergrößert und damit die Positionierung im Mund des Patienten erleichtert. Bei den XIOS Sensorhaltern werden diese Anforderungen erfüllt. Die Sensorhaltertabs sind klein und schmal und haben auf die Dimension der Sensoren keinen Einfluss.