



## roeko Guttapercha Spitzen

Packung 100 Stück ISO 015



Artikelnr.: 87867  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.022 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 78 mm  
Länge: 110 mm

**€ 18,51**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 100 Spitzen ISO 015

roeko Guttapercha Spitzen sind ideal für laterale, vertikale und Wärme-Kondensationstechniken für eine perfekte dreidimensionale Füllung des Wurzelkanals. Sie werden vollautomatisch hergestellt, sind absolut maßhaltig und einfach zu applizieren.

Guttapercha Pink - kräftigerer, pinker Farbton. Abgeflachte Enden - die Spitzen können besser mit der Pinzette gehalten werden.

- Röntgensichtbar
- Exakt maßhaltig nach ISO-Norm
- Stabil und doch flexibel genug, sich den Kanalwänden exakt anzupassen
- Volumenbeständig
- Optimal gewebeverträglich
- Absolut hygienisch
- Vollautomatische Herstellung
- Länge: ? 28 mm