



# GERL.

## CLEARFIL™ AP-X

Packung 20 x 0,2 g PLT A3



Artikelnr.: 88071

Hersteller: Kuraray Noritake

Gewicht: 0.044 kg

Höhe: 25 mm

Breite: 96 mm

Länge: 212 mm

**€ 51,39**

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,2 g PLT A3

CLEARFIL™ AP-X ist ein lichthärtendes, radioopakes Universalkomposit, das akkurate Farbanpassungen, leichte Polierbarkeit und gute physikalische Merkmale vereint. Durch diese Vorzüge eignet es sich gleichermaßen für Front- und Seitenzahnrestorationen. Seine Zusammensetzung sorgt für optimale Viskosität und damit für leichte Polierbarkeit und einfache Schichtung.