



Kwik-Bite™

Packung 15 Speicherfolienhalter mit Index



Artikelnr.: 88183
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.227 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 192 mm
Länge: 220 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 15 Speicherfolienhalter mit Index

Kwik-Bite™ ist ein Film- und Speicherfolienhalter für horizontale Bissflügelaufnahmen (Standard-Bissflügel) sowie für die Beurteilung von Approximalkaries, Überständen und Spalten, Kronenrändern und Zahnstein in den Interdentalräumen sowie des Zustands des Alveolarkamms. Dadurch wird der direkte Vergleich der Bissflügel-Aufnahmen über Jahre hinweg für denselben Patienten ermöglicht. Autoklavierbar bei 134°C für mindestens 3 Minuten. *Kwik-Bite™* ist kompatibel mit den meistverwendeten Röntgenfilm-Formaten (1, 2, 3). *Kwik-Bite™* mit Ring ist kompatibel mit indirekten digitalen Röntgensystemen. Kompatibel mit allen gängigen Speicherfolien.