



## GC Fuji I

Packung 20 ml Flüssigkeit

---



Artikelnr.: 88302  
Hersteller: GC  
Gewicht: 0.049 kg  
Höhe: 91 mm  
Breite: 40 mm  
Länge: 46 mm

**€ 34,00**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** 20 ml Flüssigkeit

Ein sicherer und effektiver Befestigungszement für die routinemäßige Befestigung. Farbe hellgelb. *GC Fuji I* ist ideal für die Befestigung aller Arten von metallbasierten und opaken Zirkonoxid-Restorationen und Stiften. Es ist auch eine herausragende Wahl für die Befestigung auf Implantatabutments. Die biokompatible, kunststofffreie Befestigungslösung mit 25 Jahren herausragendem klinischen Erfolg.