



mikrozid® AF liquid

Kanister 10 Liter



Artikelnr.: 88365
Hersteller: schülke
Gewicht: 9.449 kg
Höhe: 308 mm
Breite: 202 mm
Länge: 232 mm

€ 69,80

Zzgl. MwSt.

Kanister 10 Liter mikrozid AF liquid

Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte und andere Flächen.

- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)
- Schnelle, streifenfreie Abtrocknung
- Gute Benetzungseigenschaften
- Aldehydfrei
- VAH-gelistet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.