



## gammasil® PERFECT TEC A 85

Packung 420 ml Base, 420 ml Katalysator, rapid



Artikelnr.: 89032  
Hersteller: Müller-Omicron  
Gewicht: 1.737 kg  
Höhe: 96 mm  
Breite: 152 mm  
Länge: 242 mm

**€ 40,49**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 420 ml Base, 420 ml Katalysator, rapid

Additionsvernetzendes Polyvinylsiloxan für die anspruchsvolle Zahntechnik. Einfach und sauber in der Verarbeitung, immer das richtige Anmischverhältnis, Dosierung 1:1. Hohe Dimensionsstabilität, exakte Detailwiedergabe, klebefrei, kochfest.

- Härte: Shore A 85
- Verarbeitungszeit: 1 Min. 20 Sek
- Gesamtabbindezeit: 6 Min. - 7 Min