



Preparation Set

Set 4 Hohlkehlen, 9 Diamanten, 1 Arkansasschleifer



Artikelnr.: 89189
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.053 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 25 mm
Länge: 55 mm

€ 161,83

Zzgl. MwSt.

Set 4 Hohlkehlen mit Führungsspitze (2 x 508G grün ISO 016 & 020, 2 x 508F rot ISO 016 & 020), 9 Diamanten (801 blau ISO 029, 830G grün ISO 023, 830F rot ISO 023, 837L blau ISO 012, 863 blau ISO 016, 863F rot ISO 012, 878G grün ISO 016, 878F r

nach Dr. Andreas Baltzer.

Dieses Präparations Set ermöglicht dem Zahnarzt erstmals, bei der Hohlkehl- und Stufenpräparation für Vollkeramik ohne spezielle Hilfsmittel eine optimale Materialstärke mit vordefiniertem Abtrag zu erreichen. Für das Anlegen einer definierten Hohlkehle eignen sich die torpedoartigen Diamantinstrumente mit einem axial verlaufenden Führungsstift. Die Hohlkehle wird leicht supragingival zirkulär angelegt, während der polierte Führungsstift dabei ohne Druck rund um den Zahn geführt wird.