



Compoflow®

Packung 2 x 3 g Spritze A3,5



Artikelnr.: 89450
Hersteller: BonaDent
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 94 mm
Länge: 121 mm

€ 69,23

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 3 g Spritze A3,5

Das fließfähige Spezialkomposit für Zahnhalsdefekte. *Compoflow®* ist ein fließfähiges Feinhybridkomposit in drei speziellen Zahnhalsfarben und gewährleistet durch die Fließfähigkeit eine bestechende Randadaption bei einer hohen Druck- und Biegefestigkeit. Die geringe Partikelgröße des Feinhybrids vereinfacht die Ausarbeitung der Füllung erheblich und sorgt für eine dauerhafte Hochglanzpolitur.