



## Perma Sharp™ PGA FA

Packung 12 Stück ungefärbt, 45 cm, C-6, 3/8 Kreis, schneidend, Rückstich, 18,7 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 89871  
Hersteller: Hu-Friedy  
Gewicht: 0.085 kg  
Höhe: 66 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 140 mm

**€ 137,54**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 12 Folien ungefärbt, Fadenlänge: 45 cm, C-6, 3/8 Kreis, schneidend, Rückstich, Bogenlänge: 18,7 mm, USP 4/0

*Perma Sharp™* Nahtmaterial wurde speziell für dentale Anwendungen entwickelt und gestattet einen effizienten und zuverlässigen Wundverschluss.

PGA FA wurde für den kurzzeitigen Verschluss entwickelt und eignet sich damit ideal für den Verschluss von Haut und Schleimhaut, die von einer schnellen Fadenresorption profitieren können. Das Nahtmaterial wurde so verarbeitet, dass es wie ein multifiles Nahtmaterial mit geringer Gewebereaktion schnell resorbiert werden kann.

- Edelstahl der Serie 300, die ideale Legierung für zahnärztliche Nähnadeln, sorgt Stich für Stich für eine feste, scharfe Nadel
- Hergestellt aus einer festeren Legierungszusammensetzung, die eine höhere Duktilität gewährleistet – ein Biegen der Nadel führt seltener zu deren Bruch
- Die feinere Spitzegeometrie ermöglicht ein gleichmäßiges Eindringen ins Gewebe, bei dem bis zu 20 % weniger Kraft aufgewendet werden muss als bei anderen Nadeln
- Lasergebohrte Nadeln für geringere Gewebeschäden
- Geflochten
- Ungefärbt
- Resorbierbar - PGA FA verfügt eine Woche nach der Implantation über ca. 48 % seiner ursprünglichen Festigkeit / nach ca. 14-17 Tagen über 0 % / nach 49-63 Tagen im Wesentlichen resorbiert