

Amalgamabscheider-Antrieb AA2 Rep.-AT für Dentsply Sirona M1



Zustand: Generalüberholt

Ersetzt Sirona Art.-Nr.: 3320483

Artikelnr.: 905841

Hersteller: Dentsply Sirona

€ 1.399,00

Zzgl. MwSt.

Zustand: Generalüberholt Ersetzt Sirona Art.-Nr.: 3320483

Produktbeschreibung:

Es handelt sich um einen vollständig überarbeiteten, originalen Sirona Amalgamabscheider-Antrieb. Antriebsmotor, Elektronik, Abdichtungen, Welle, Stecker, Kontakte, Befestigungsmaterial, Trägerplatte und weitere Teile wurde herstellerekonform mit Originalersatzteilen überarbeitet.

Garantiebedingungen:

Wir gewähren eine Garantie von 6 Monaten nach fachgerechter Inbetriebnahme.

Wir weisen darauf hin, dass der Austausch fachgerecht erfolgen muss, also durch zertifizierte Dental-Techniker. Diesen Nachweis werden wir ggf. von Ihnen einfordern!

Da es sich um einen neuen Antriebsmotor handelt, muss im Zuge der Inbetriebnahme die Drehzahl neu reguliert werden. Dieses setzt geschulte Fachkenntnis über die Funktion der M1 voraus.

Reparaturaustausch-Bedingungen:

Es handelt sich um einen Reparaturaustausch Artikel (Rep.-AT).

Ihr defekter Sirona M1 Antrieb muss **binnen 14 Werktagen** nach Erhalt unseres Amalgamabscheider-Antriebes AA2, zu Ihrer Entlastung an unsere Zentralwerkstatt zurückgesendet werden, da sonst ein Mehrpreis von 600,00 € netto nachbelastet werden muss.*

Sie erhalten den AA2 Antrieb in einer speziellen Versandbox (**PFAND-Behälter**).*

Bitte verwenden Sie für die Rücksendung des defekten AA2 Antriebs diese dafür vorgesehene Versandbox. Dieser Behälter soll eine Kontamination vorbeugen und einen sicheren Transport gewährleisten.

Die Rücksendung Ihres alten Amalgamabscheider-Antrieb AA2 erfolgt bitte an:

Anton Gerl GmbH

ZGW Zentralwerkstatt

Industriestr. 131a

50996 Köln

Achtung: Entscheidend für eine erfolgreiche Rücksendung ist der Eingangsnachweis bei uns im Hause und nicht der Nachweis des erfolgreichen Versandes. Daher empfehlen wir Ihnen den versicherten Versand mit detaillierter Sendungsverfolgung per Paket.

Besteller, die von außerhalb Deutschlands bestellen, senden uns Ihre Altgeräte bitte vorab zu, da ansonsten kein Versand erfolgen kann.

Ein Verkauf außerhalb der EU ist leider nicht mehr möglich!

* **Mehrpreis bei Nichtrücksendung,**

- wenn kein Sirona/Siemens M1 Antrieb AA2 zurückgegeben wird.	€ 600,- zzgl. MwSt.
- wenn der zur Verfügung gestellte PFAND-Behälter, nicht zurückgegeben wird.	€ 45,- zzgl. MwSt.

Ihre bekannten Ansprechpartner und unsere Mitarbeitenden aus dem Bereich Technischer Service an unseren GERL. Standorten helfen Ihnen gerne weiter!

Diese erreichen Sie unter den Ihnen bekannten, regionalen Telefonnummern für den Bereich technischen Service oder über unsere kostenfreie Service-Hotline unter 0800-801090-7.

Optionen und Dienstleistungen:

Lieferung, Aus- und Einbau	Berechnung nach Aufwand!
----------------------------	--------------------------

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar!