




WL-Adapter Innenreinigung

Stück Edelstahl 03/G



Artikelnr.: 90675
Hersteller: ALPRO MEDICAL
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 51 mm
Länge: 104 mm

€ 26,54

Zzgl. MwSt.

Stück Adapter Edelstahl 03/G

WL-Adapter 02/G (Edelstahl): Adapter für alle Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/ Desinfektion inkl. Instrumentenkopf.

WL-Adapter 03/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit Sirona-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.

WL-Adapter 04/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit Multiflex-(KaVo/SciCan) Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.

WL-Adapter 5/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit "Bien Air"-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inklusive Turbinenkopf.

WL-Adapter 06/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit Roto-Quick-Schnittstelle (W&H) für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.

WL-Adapter 09/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit NSK-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inklusive Turbinenkopf.

WL-Adapter 10/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit Morita-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inklusive Turbinenkopf.

WL-Adapter 11/G (Edelstahl): Adapter für ACTEON-AIR N GO Airpolisher Supra/Perio-Düse für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Instrumentenkopf.