



AFFINIS® System 360

Nachfüllpackung 2 x 380 ml Doppelkartusche putty, 1 System 360 Fixationsring



Artikelnr.: 90687
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 1.074 kg
Höhe: 141 mm
Breite: 169 mm
Länge: 182 mm

€ 155,34

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 2 x 380 ml Doppelkartusche Silikon putty, 1 System 360 Fixationsring

mono body - Das Einphasenmaterial besitzt ausgezeichnete Benetzungseigenschaften im feuchten Milieu und verdrängt Feuchtigkeit aktiv. Die AFFINIS®-Oberflächenaffinität ist mit den hydrophilen Eigenschaften eines Polyäthers oder Hydrokolloids vergleichbar. Die hervorragende Thixotropie und die innovative Benetzungstechnologie von AFFINIS® mono body verhindert Luftpneumonie und Verpressungen am marginalen Gingivalsaum. Die Abformung kann einfach entfernt werden und die hohe Reißfestigkeit garantiert, dass sogar bei unter sich gehenden Stellen alle Details erhalten bleiben.

heavy body - Die hohe Konsistenz und der schnelle Druckaufbau von AFFINIS® heavy body ergibt eine starke Stempelwirkung, was dieses Löffelmaterial als ideal für die Doppelmischtechnik ausweist. Problemlos können auch vestibuläre und palatinale Bereiche präzise mit AFFINIS® heavy body reproduziert werden.