

## GERL.WALLflat Spenderschrank

Artikelnr.: 907026

Hersteller: GERL. Eigenmarke



**€ 1.390,00**

*Zzgl. MwSt.*

- **Ausführung Stahl**
- geprüfte Qualität
- Fronttüre Stahl
- Spender für
  - 2 x Handschuhe
  - Papier-Handtücher,
  - Becher
  - Mundschutz
  - Zusätzliche Ablagefläche
- 2 Sensor-Spender für Seife und Desinfektion
- Spender-Module flexibel zu tauschen
- Maße (B x H x T): 100,8 x 40 x 20 cm
- Lackierung in weiß, ähnlich RAL 9003

### Optionen und Dienstleistungen:

Anlieferung und Montage des 1. Schrankes, pauschal	€ 200,- zzgl. MwSt.
Anlieferung und Montage jedes weiteren Schrankes	€ 100,- zzgl. MwSt.
Sonderlackierung (Lieferzeit verzögert sich um ca. 4-6 Wochen) (unabhängig ob nur Front oder komplett)	€ 280,- zzgl. MwSt.