

GERL. Look 9 Behandlungszeile



Artikelnr.: 907660
Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 5.990,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, 9er Raster
 - Waschbeckenschrank
 - Schubladenschrank
 - Schubladenschrank
 - Schubladenschrank mit PC-Fach
- Nur 1 Sockel, nach hinten versetzt und seitlich eingerückt
- Stahlmöbel, 2 Seiten-Passblenden
- Weiße Schichtstoffplatte mit Porzellanbecken (ohne Überlauf)
- Plattentiefe 55 cm, Gehäuse bei PC-Fach geöffnet
- Lackierung in weiß ähnlich RAL9003
- Schubladen-Auszüge mit Softclose-Dämpfung
- Metallgriffe

Optionen und Dienstleistungen:

Kunststoffeinsätze in allen Schubladen	kostenlos
Corian-Platte und -Becken in weiß	€ 999,- zzgl. MwSt.
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
oder Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelspender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.
Transportkosten	€ 450,- zzgl. MwSt.