



Laborauftragsmappen

Stück weiß



Artikelnr.: 90767
Hersteller: Beycodent
Gewicht: 0.202 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 210 mm
Länge: 241 mm

€ 19,41

Zzgl. MwSt.

Stück weiß

Die BEYCODENT Auftragsmappe strukturiert Ihre Arbeitsabläufe und ermöglicht eine nahtlose Verwaltung von Proben, Daten und Aufträgen. Mit dieser Mappe gehören verlorene Dokumente oder unvollständige Informationen der Vergangenheit an!

Merkmale

- Stiftanzahl: 3 Stift
- Lochung: 3-fach Lochung - neutral
- Farben: Weiß und Blau
- Größe: 1/6-DIN
- Verschluss: Druckknopfleiste
- Format: 20 x 21 cm

Produktdetails

- Füllstärke: 10 mm
- Innenseiten:
 - Klarsichttasche im Deckelinneren (an zwei Seiten offen)
 - Durchschreibeschutz auf der rechten Innenseite mit 3 Druckknöpfen
 - Trennblatt: Kunststoff, verhindert Durchschreiben in den nächsten Satz, neutral ohne Aufdruck
 - Farben: Standardfarben: Blau, Weiß (Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Diese Arbeitsmappe, auch als Wechselmappe bekannt, ist ideal für Ihre Laborauftragssätze. Sie ist speziell für Auftragsscheine, Laborzettel und Auftragsblätter konzipiert und passt perfekt zu gängigen Auftragssätzen. Optimieren Sie Ihre Dokumentenverwaltung im Labor mit der BEYCODENT Auftragsmappe und behalten Sie stets den Überblick über Ihre wichtigen Unterlagen!