

## G.Comm Polaris R2 mit Sensor OP-Leuchte



Artikelnr.: 908579  
Hersteller: G.Comm

**€ 1.990,00**

*Zzgl. MwSt.*

- Schalter- oder Sensorausführung
- Schattenfreies Arbeiten
- Kein störendes Ventilatorgeräusch
- Farbtemperatur: 4.200 - 6.000 Kelvin
- Beleuchtung: 8.000 - 35.000 Lux
- RAL-Farbe wählbar (9010, 9006, 9005, 9016, 9002 oder 7048)
- 12 Monate Gewährleistung

### Optionen und Dienstleistungen:

<b>Minderpreis</b> beim Kauf mit einer Behandlungseinheit:	- € 500,- zzgl. MwSt.
Lampenaufbaustange	Auf Anfrage
Anlieferung und Montage	Nach Aufwand

Bitte beachten Sie, dass die LED-Behandlungsleuchte eventuell nicht vom Hersteller Ihrer Behandlungseinheit freigegeben ist. Falls keine Freigabe des Herstellers vorliegt erlischt die Zulassung für Ihre Behandlungseinheit sowie das ggf. vorhandene CE-Kennzeichen!