



## GC COE® Impression Tray regular RS

Stück OK-S1, L, perforiert



Artikelnr.: 90889  
Hersteller: GC  
Gewicht: 0.047 kg  
Höhe: 36 mm  
Breite: 84 mm  
Länge: 123 mm

**€ 44,09**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Abformlöffel OK-S1, L, perforiert

Rostfreier Stahl. Stabiler Löffel für erhöhte Genauigkeit. Lange Zeit verwendbar da sehr langlebig und widerstandsfähig gegenüber Sterilisation. Starker integrierter Handgriff ermöglicht sichere Kontrolle und Herausnehmen des Löffels.