

GERL.VISO Lupenleuchte (Standfuß)



Artikelnr.: 909736

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 169,00

Zzgl. MwSt.

-
- 2-fach Nutzen als Lupe und Arbeitsplatzleuchte
 - Kräftiger Parallelogramm-Metallarm
 - Sehr variabel in der Einstellung
 - Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
 - Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnetes Leuchtmittel
 - mit Standfuß
 - 6-8 Watt
 - Farbe weiß