



GERL.

DAC Oil blau

Dose 200 ml blau



Artikelnr.: 91184

Hersteller: Dentsply Sirona

Gewicht: 0.262 kg

Höhe: 63 mm

Breite: 66 mm

Länge: 225 mm

€ 58,78

Zzgl. MwSt.

Dose 200 ml blau

DAC Oil blau

Pflegekonzentrat zur Nutzung im DAC Universal mit folgenden Seriennummer:

14.000-99.999

104.000-199.999

202.000-999.999

und für alle DAC Universal D. Ausreichend für die Pflege von ca. 1.500 Hand- und Winkelstücken und Turbinen.