



Omniprint P

Packung 420 ml Dose Base, 420 ml Dose Katalysator



Artikelnr.: 91218
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 1.708 kg
Höhe: 95 mm
Breite: 147 mm
Länge: 241 mm

€ 44,12

Zzgl. MwSt.

Packung 420 ml Dose Base, 420 ml Dose Katalysator

Präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikon-Basis für höchste Ansprüche. Die Produkte werden aus ausgesuchten Rohstoffen mittels modernster Fertigungstechnologie in Deutschland hergestellt. Spezielle Füllkörper im Puttymaterial erleichtern das Anmischen und perfektionieren die Homogenität des Mischergebnisses. *Omniprint P* ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Shore Härte A90.