



## Porzellanpolierer 9617

Packung 10 Stück unmontiert, blau, Figur 372, 3 mm, ISO 220



Artikelnr.: 91305  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.04 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 28 mm  
Länge: 45 mm

**€ 11,02**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 10 Scheiben unmontiert, blau, Figur 372, 3 mm, ISO 220

3-Stufen Systeme. Porzellanpolierer zum Abtragen, Glätten und Polieren von Keramik.

- 1. Stufe - grau - Abtragen
- 2. Stufe - rosa - Glätten
- 3. Stufe blau - Politur
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 15.000 U/min., max. Drehzahl 25.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik