



Prophylaxe-Prophy-Cups

Packung 100 Stück blau ISO 070, RA



Artikelnr.: 91357

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.079 kg

Höhe: 36 mm

Breite: 58 mm

Länge: 100 mm

€ 64,08

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer blau ISO 070, RA

Einmalinstrumente mit Kunststoffschacht.

- Polieren bis in die Zahnfleischtasche
- Einfache und kosteneffiziente Anwendung
- Anwendung ohne Polierpaste

blau - Vorpolitur.

grün - Politur.

gelb - Hochglanzpolitur.