

Purekeys med. Hygienetastatur Kompakt - kabelgebunden - weiß



Artikelnr.: 913570
Hersteller: abavital GmbH

€ 150,00

Zzgl. MwSt.

Mit dieser kabellosen Purekeys Medizintastatur erwerben Sie wichtige Funktionen die eine Hygienetastatur haben sollte

- Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel: die Oberfläche toleriert alle in Praxis und Klinik gängigen Mittel
- klinisches Design und hochwertige Materialien
- L/B/H: 378 x 164 x 36 mm
- Gewicht: 850 g
- Deutsches Tastenlayout – QWERTZ
- IP Schutzklasse: IP66, kann mit flüssigen Desinfektionsmitteln gereinigt werden
- Farbe: weiß mit schwarzem und blauem Druck, oder schwarz mit weißem und blauen Druck (bitte wählen)
- Verbindung: USB / Kabel 1,8 Meter / einfache Installation, Plug and Play
- Zertifizierung: CE, FCC, EN60601-1-2
- Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung