

Endo-Mobil E5



Artikelnr.: 915872

Hersteller: DEMED

€ 2.490,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- Korpus und Schubladen aus Stahl, satinierte Glastür
- Abdeckplatte aus HiMACS
- 1 Schublade
- 3 Auszüge: 2 x flach, 1 x hoch (innen 34 x 42 cm)
- Fahrbare Ausführung mit stabilen Rollen
- Integrierte Steckdosen
- 2 x 2 Kabeldurchführungen rechts und links
- Normschiene **mit Dreier-Halterset Endo**
- Maße (B x T x H): 42 x 50 x 90 cm
- Lackierung in **Sironaweiß RAL 9016**

Optionen und Mehrpreise:

Lieferpauschale (unabhängig von der Stückzahl) € 150,- zzgl. MwSt.