

## Ivoclar Programat P510 G2

Artikelnr.: 917855

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH



**€ 7.960,00**

*Zzgl. MwSt.*

### Produkteigenschaften:

- Zeitsparender, einfacher Bedienungskomfort
- Hohe Prozesssicherheit durch Infrarot Technologie (IRT), Individ. gesteuerter Vortrocknungs- & Schließprozess für bis zu 20% schnelleren Prozessablauf.
- Digitaler Zahnfarbassistent (DAS)
- IoT-Funktion, für monatl. Kostenlose Nutzungsberichte
- Stromausfall-Programmüberbrückung
- Power-Saving-Technologie
- 20 vordefinierte Programme und Materialgruppen
- 500 individuelle Programmspeicher
- Große Brenngutablage
- Garantie 3 Jahre
- **Ivoclar Hochleistungs-Vakuumpumpe VP5**

### Optionen und Dienstleistungen:

Anlieferung, Installation und technische Geräteeinweisung	€ 590,- zzgl. MwSt.
---	---------------------