

W&H Piezomed Plus SA-435



Artikelnr.: 917937
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 3.73 kg

€ 4.099,00

Zzgl. MwSt.

Plug-and-Play Modul mit Ultraschalltechnologie inklusive Licht und automatischer Instrumentenerkennung zur Verwendung in Kombination mit dem Implantmed Plus.

- Modul (schwarz), mit Licht
- Inklusive Handstück SA-40L mit Kabel 1,8 m oder 3,5 m, Instrumentenwechsler und 6 Einweg-Kühlmittelschläuchen

Optionen und Dienstleistungen:

Aufpreis für Piezomed Plus mit 3,5 m Kabel	€ 120,- zzgl. MwSt.
Zusätzliches Handstück mit 1,8 m Kabel	€ 1.460,- zzgl. MwSt.
Zusätzliches Handstück mit 3,5 m Kabel	€ 1.570,- zzgl. MwSt.
Einweg Sprayschlauchset für Motor mit 1,8 m Kabel 6 Stk.	€ 62,- zzgl. MwSt.
Einweg Sprayschlauchset für Motor mit 3,5 m Kabel 6 Stk.	€ 72,- zzgl. MwSt.
Dokumentierte Einweisung	€ 490,- zzgl. MwSt.