



Sinterdiamant Scheiben DSB 321

Stück randgesintert, HP, Figur 321, 0,3 mm, ISO 300



Artikelnr.: 92137
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 46,48

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe randgesintert, HP, Figur 321, 0,3 mm, ISO 300

Randgesinterte Gips Diamantscheibe für Sägestümpfe zum Trennen von Zahnkränzen bei Gipsmodellen.

- Modellherstellung