



## RESORBA® Supramid

Packung 36 Stück schwarz, 50 cm, HRT18, 1/2 Kreis, schneidender Rundkörper, 18 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 92153

Hersteller: Resorba Medical

Gewicht: 0.19 kg

Höhe: 69 mm

Breite: 120 mm

Länge: 145 mm

**€ 196,21**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 36 Folien schwarz, Fadenlänge: 50 cm, HRT18, 1/2 Kreis, schneidender Rundkörper, Bogenlänge: 18 mm, USP 4/0

*SUPRAMID* ist ein nicht-resorbierbares Nahtmaterial aus Polyamid. Ursprünglich ein monofiler Faden, werden die Faserbündel ab der USP 4-0 und dicker von einem Polyamid-Mantel umhüllt. Dadurch erreicht das „Pseudomonofilament“ Handlungseigenschaften wie ein geflochtenes Nahtmaterial mit dem geringeren Gewebetrauma eines Monofilaments. Das Nahtmaterial wird in schwarz und weiß angeboten.

- nicht-resorbierbarer Polyamid-Faden
- sehr geschmeidig
- zugfest
- geringe Gewebereaktion
- gute Knoteneigenschaften
- Polyamid
- Pseudomonofil