



IPS e.max® Press Invex Liquid

Stück Dose leer



Artikelnr.: 92392
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.035 kg
Höhe: 131 mm
Breite: 115 mm
Länge: 115 mm

€ 5,81

Zzgl. MwSt.

Stück Dose leer

Das IPS e.max® Press Invex (Investment-Ex) Liquid wird zum Lösen der Oberflächen-Reaktionsschicht verwendet, die während des Pressvorgangs an gepressten IPS e.max® Press- und ZirPress-Gerüsten entsteht.