



## kristall® PERFECT A70

Packung 2 x 50 ml Kartusche, 12 Mixing Tips grün



Artikelnr.: 92425  
Hersteller: Müller-Omicron  
Gewicht: 0.251 kg  
Höhe: 121 mm  
Breite: 58 mm  
Länge: 135 mm

**€ 35,77**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 2 x 50 ml Kartusche Silikon, 12 Mixing Tips grün**

Transparentes, additionsvernetzendes Silikon zur Reproduktion von Zahnoberflächen und Kauflächen aus lichtpolymersisierendem, ästhetischem Komposit. Bei Verwendung als Bisregistriermaterial ist eine direkte sichtbare Kontrolle des korrekten Bisses möglich, dank der sehr hohen Transparenz.

- Endhärte Shore A70
- Mintgeschmack
- Kauflächenstempel bei lichthärtenden Kompositrestaurationen
- Transfermatrix zur Befestigung von Brackets
- Verarbeitungszeit: 30 Sekunden
- Mundverweildauer: 60 Sekunden
- Farbe: keine, transparent