



Programat® S1 Sintertisch

Stück



Artikelnr.: 93019
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.146 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 159 mm
Länge: 160 mm

€ 205,49

Zzgl. MwSt.

Stück Sintertisch

Der Sintertisch ermöglicht die einfache Bestückung des Programat S1 und wird für optimale Sinterergebnisse zwingend benötigt. Die speziell abgestimmte Geometrie des Tisches sorgt für homogene Wärmeverteilung.