



Omni Tray Cleaner Konzentrat

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 93022

Hersteller: OMNIDENT

Gewicht: 0.5 kg

€ 15,44

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyd-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente, sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis 10 %ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.