



SERAFLEX®

Packung 24 Stück schwarz, 50 cm, DS-18, 3/8 Kreis, schneidender Nadelkörper, 18 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 93394
Hersteller: SERAG Wiessner
Gewicht: 0.195 kg
Höhe: 67 mm
Breite: 123 mm
Länge: 144 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien schwarz, Fadenlänge: 50 cm, DS-18, 3/8 Kreis, schneidender Nadelkörper, Bogenlänge: 18 mm, USP 4/0

Ausgangssubstanz sind die feinen Fäden der Seidenraupenkokons. Diese werden in einem speziellen Verfahren geflochten und durch eine Beschichtung wasserabstoßend und serumbeständig gemacht. Seide gehört zu den nicht resorbierbaren Nahtmaterialien natürlichen Ursprungs und ist seit Jahrhunderten in der operativen Anwendung bewährt.

Besondere Eigenschaften

- Sicherer Knotensitz
- Hervorragende Gleitfähigkeit
- Sehr angenehmes Handling
- Wirtschaftliche Großpackungen
- Seide
- Multifil (geflochten, beschichtet), nicht resorbierbar