




Spezialfräser C269

Packung 3 Stück HP, Figur 199, 11 mm, ISO 016



Artikelnr.: 93408
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 23,69

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser HP, Figur 199, Kopflänge: 11 mm, ISO 016

Spezialfräser.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl opt. 3.000 U/min.
- Schaft FG XL (316) & FG XXL (317) Drehzahl 160.000 U/min.