



WL-Blow

Set



Artikelnr.: 93485
Hersteller: ALPRO MEDICAL
Gewicht: 0.412 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 182 mm
Länge: 232 mm

€ 86,69

Zzgl. MwSt.

Set 1 Druckluftpistole blau, 1 Handstück mit G 1/4" x 6 mm, 2 Luftmengenbegrenzer

Die Ausblasvorrichtung *WL-Blow* mit integriertem Luftmengenbegrenzer dient zum Ausblasen, Trocknen und zur Reinigungsunterstützung nach der Anwendung von *WL-clean/WL-cid* (Reinigung/Desinfektion) an den Innenflächen von Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten.* *WL-Blow* dient ausschließlich der Anwendung im Aufbereitungsraum, es kann an die vorhandene ölfreie Trockenluftanlage angeschlossen werden!**

*Bitte Herstellerfreigaben beachten!

**Der Anschluss eines Bakterienfilters wird empfohlen!