



## Diamantscheibe 366

Stück gelb extrafein, HP, Figur 366, 0,09 mm, ISO 220



Artikelnr.: 93849  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 20,44**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Scheibe gelb extrafein, HP, Figur 366, 0,09 mm, ISO 220

Ultraflex. Eine ultradünne Diamantscheibe mit extrafeiner Diamantkörnung zum Separieren und Konturieren von Keramik- und Kunststoffverblendungen im Front- und Seitenzahnbereich.

- Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik