




STERILE K-Bohrer

Blisterpackung 6 Stück 25 mm ISO 110



Artikelnr.: 94139
Hersteller: VDW
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 61 mm
Länge: 75 mm

€ 4,04

Zzgl. MwSt.

Blisterpackung 6 Bohrer 25 mm ISO 110

Zur sicheren Wurzelkanalaufbereitung mit drehend schabender Bewegung.

- Edelstahl
- ISO 06-040 Vierkant-Querschnitt für höhere Bruchsicherheit*
- ISO 45-140 Dreikant-Querschnitt für höhere Schneidleistung**
- Deutliche Kennzeichnung des Instrumententyps und ISO Größe am Griff
- Spezielle Stahllegierung für hohe Bruchfestigkeit und hohe Flexibilität
- Die inaktive Spitze führt das Instrument sicher im Kanal
- Mit vormontierten Silikon-Stoppfern

*Verglichen mit ISO 45-140

**Verglichen mit ISO 06-40