



OmniStar Armhebelspender chromopt. St

Set weiß



Artikelnr.: 94427
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 0.876 kg
Höhe: 111 mm
Breite: 235 mm
Länge: 342 mm

€ 50,00

Zzgl. MwSt.

Set Spender weiß inklusive 1 Tropfschale, 1 Sichtblende montiert, 1 Wandhalterung und 1 Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflasche

Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem weiß oder eleganter Chromoptik.

- Wahlweise für 500 ml oder 1 Liter Eurospenderflaschen
- Geeignet für alle herkömmlichen Flaschenmodelle
- Flexible Dosiermengen, einfach einstellbar
- Für Flüssigkeiten und Gels
- Inklusive abnehmbarer, leicht zu reinigender Tropfschale
- Obere Abdeckung ist zu öffnen, um die Pumpe zu entnehmen oder die Dosiermenge einzustellen

Material: Kunststoff lackiert mit transparenter Frontklappe, Armhebel Metall. Abmessung (B x H): 105 x 320 mm.