



Filtek™ Z500

Spritze 3 g A3,5



Artikelnr.: 94627

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.041 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 117 mm

Länge: 180 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g A3,5

Das *Filtek™ Z500* Universal Komposit überzeugt durch seine einfache Handhabung, zuverlässige Leistung und hervorragende Qualität bei Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

- Gut formbar und nicht klebend
 - Hohe Glanzbeständigkeit und geringer Verschleiß
 - Erhältlich in 8 Universal-Farben und einer Opak-Farbe
-
- Direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen (inklusive Okklusalfächen)
 - Sandwichtechnik mit Glasionomer-Füllungsmaterial
 - Stumpfaufbau
 - Schienung
 - Indirekte Front- und Seitenzahnrestaurationen inklusive Inlays, Onlays und Veneers