



Filtek™ Supreme Flowable

Packung 20 x 0,2 g Kapsel A1



Artikelnr.: 96150

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.061 kg

Höhe: 41 mm

Breite: 119 mm

Länge: 241 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,2 g Kapsel A1

Das 3M™ Filtek™ Supreme Flowable fließfähige Komposit wurde für eine Vielzahl von Indikationen und Techniken entwickelt und bietet langanhaltende Verschleißfestigkeit und Glanzbeständigkeit. Das fließfähige Komposit ist in 12 Farben erhältlich, die auf die Body-Farben von 3M™ Filtek™ Universal Restorative und 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposit abgestimmt sind.

- Hervorragende Anpassung und Vielseitigkeit für ein breites Spektrum an Indikationen und Techniken
- Verbessertes Spritzendesign, dadurch nahezu blasenfrei und kein „Nachlaufen“
- Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang bei tiefen Kavitäten
- Leichter zu halten und zu applizieren durch ergonomisches Design
- Mit der ECHTEN 3M Nanotechnologie für eine hervorragende Glanzbeständigkeit und Verschleißfestigkeit
- Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, die auf die VITA® classical Farbskala und die Body-Farben des 3M™ Filtek™ Universal Komposits sowie des 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Komposits abgestimmt sind.
- Kann bis zu 25 mal für bis zu eine Stunde auf 70°C erwärmt werden
- Komplettieren Sie Ihren direkten Workflow mit 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv - haftet auf Goldstandard-Niveau an allen Restaurationsmaterialien – inklusive Glaskeramik

Vorgeschlagene Anwendungen

- Klasse III- und V-Restaurationen
- Restauration minimal invasiver Kavitätenpräparationen (einschließlich kleiner, nicht belasteter okklusaler Restaurationen)
- Base/Liner unter direkten Restaurationen
- Reparatur kleiner Defekte bei indirekten Restaurationen
- Gruben- und Fissurenversiegelung
- Ausblocken von Unterschnitten
- Reparatur temporärer Restaurationen