



## LuxaFlow-Star B1 Spritze Pa 2x1,5g

Packung 2 x 1,5 g Spritze A1, 10 Luer-Lock Tips

---



Artikelnr.: 96730  
Hersteller: DMG  
Gewicht: 0.038 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 178 mm

**€ 39,19**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 1,5 g Spritze A1, 10 Luer-Lock Tips

Fließfähiges, lichthärtendes, röntgenopakes Composite zur Erweiterung und Reparatur von Bis-Acrylat-Provisorien. Die gut abgestimmten Farben lassen Provisorien auch nach der Reparatur überzeugend natürlich aussehen. LuxaFlow ist auch für kleine Füllungen der Kavitätenklassen III, IV, V und minimalinvasive Füllungen bzw. Unterfüllungen einsetzbar.