



LuxaFlow Star

Packung 2 x 1,5 g Spritze A3,5, 10 Luer-Lock Tips



Artikelnr.: 96733
Hersteller: DMG
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 63 mm
Länge: 178 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 1,5 g Spritze A3,5, 10 Luer-Lock Tips

Fließfähiges, lichthärtendes, röntgenopakes Composite zur Erweiterung und Reparatur von Bis-Acrylat-Provisorien. Die gut abgestimmten Farben lassen Provisorien auch nach der Reparatur überzeugend natürlich aussehen. LuxaFlow ist auch für kleine Füllungen der Kavitätenklassen III, IV, V und minimalinvasive Füllungen bzw. Unterfüllungen einsetzbar.