



Luxatemp® Star

Packung 76 g Doppelkartusche A3,5, 15 Automix Tips



Artikelnr.: 96742
Hersteller: DMG
Gewicht: 0.212 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 60 mm
Länge: 105 mm

€ 81,27

Zzgl. MwSt.

Packung 76 g Doppelkartusche A3,5, 15 Automix Tips

Luxatemp® Star für hochwertige provisorische Kronen und Brücken ist die Weiterentwicklung von DMG's Erfolgsmaterial Luxatemp-Fluorescence. Das Material auf Bis-Acrylat-Basis überzeugt mit überlegener Biege- und Bruchfestigkeit und ist auch für ästhetische Langzeitprovisorien bestens geeignet.