



LIQUIPURE

Stück



Artikelnr.: 96798
Hersteller: WTS-Wassertechnik
Gewicht: 4.728 kg
Höhe: 240 mm
Breite: 270 mm
Länge: 410 mm

€ 119,95

Zzgl. MwSt.

Stück Auf Tischversion

Reinstwasser aus der Leitung. *LIQUIPURE*- Auf Tischversion erzeugt aus normalem Leitungswasser demineralisiertes Wasser für alle allgemeinen Laborzwecke, Sterilisatoren, Abdampfer. *LIQUIPURE* entzieht dem Wasser durch ein Mischbettharz sämtliche gelösten Inhaltsstoffe. Das Wasser erfüllt die Vorgaben der RKI-Richtlinie EN13060/EN285.