



STERILE Flexicut® Feilen

Blisterpackung 6 Stück 21 mm ISO 040



Artikelnr.: 97010
Hersteller: VDW
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 61 mm
Länge: 75 mm

€ 13,44

Zzgl. MwSt.

Blisterpackung 6 Feilen 21 mm ISO 040

Zur Aufbereitung von stark gekrümmten und engen Wurzelkanälen in feilender Bewegung.

- Edelstahl
- Dreikant-Querschnitt für höchste Schneidleistung
- Größere Anzahl Schneidkanten als K-Bohrer
- Schneidwinkel wirksam bei feilender Anwendung
- Bruch sichere, hochflexible Stahllegierung mit hoher Gefügeeinheit
- Die inaktive Spitze führt das Instrument sicher im Kanal
- Mit vormontierten Silikon-Stoppern