



Diamanten 907

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 067 Rad, 1 mm, ISO 041



Artikelnr.: 97125
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 53,52

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 067 Rad, Stärke: 1 mm, ISO 041

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- Kronenpräparation, Okklusaler Abtrag
- Drehzahl ISO 041 - 100.000 U/min.