



## Provil® novo Dynamix Putty

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche, Zubehör



Artikelnr.: 98023  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 1.487 kg  
Höhe: 86 mm  
Breite: 181 mm  
Länge: 193 mm

**€ 172,44**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 2 x 380 ml Doppelkartusche Silikon, 2 Dynamix Mischkanülen, 3 Dynamix Fixations Ringe

Das Modul-System Provil® zeichnet sich nicht nur durch seine große Flexibilität und Anwendungsbreite aus. Die Komponenten überzeugen auch durch hervorragende Qualität sowie ein Höchstmaß an Komfort und passen sich darüber hinaus jedem individuellen Arbeitsstil perfekt an. Die Putty Variante, in der Dynamix Kartusche, ist zur automatischen Anmischung.